



Werner-von-Siemens-Str. 41
D- 49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 05401 - 48 08 0
Fax: 05401 - 48 08 28
E-mail: info@trendgold.com
Internet: www.trendgold.com

Chroma-Dentin Flüssigkeit rot

Anmischflüssigkeit für Dentalkeramik Pulver

Zusammensetzung	Angaben in Gew.%
-----------------	------------------

Die Flüssigkeiten entweichen beim Trocknen bzw. verflüchtigen beim Brennen zur zahntechnischen Restauration im Brennofen. Sie werden als Medizinprodukt der Klasse IIa geführt, da das dentalkeramische Pulver und die Anmischflüssigkeit als Gesamtprodukt zu sehen ist.

	H ₂ O (deion.)	Butandiol	Chloride	Lebensmitte I- farbe rot
Chroma-Dentin Flüssigkeit rot	< 95.0	< 5.0	< 0.15	< 0.50

Die Chroma-Dentin Flüssigkeit rot ist eine wässrige Salzlösung, welche zum Anmischen und Modellieren von Linern und Schichtkeramiken benötigt wird.

Biokompatibilität

Die Zytotoxizität von Anmischflüssigkeiten wird beim Testen von Dentalkeramiken mitgeprüft!

Bei Lagerbedingungen unter 0°C gefriert die Flüssigkeit. Nach dem Auftauen und anschließendem Schütteln, ist die Modellierflüssigkeit reversibel und wieder verwendbar.

Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.