

# DAS GENIALE BIO TREND SYSTEM

Rest  
Dat./g



## TRENDGALVANO®

### VORSICHT!



- H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.


#### Sicherheitshinweise:

- P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
- P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen
- P403 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- + P233
- P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.

### Goldbad auf Sulfitkomplexbasis

CE 0546

#### Entspricht 15 g Feingold pro Liter

Lagerstabil, brennstabil, kein Zusatz von Aktivator oder Glanzzusatz nötig, garantiert perfekte Golddepots aus reinem Gold 24 Karat = 999,9 ‰ fein. 



Italfimet s.r.l.

Via XXV Aprile, 88 · 52048 Monte San Savino (AR)  
Italy

Tel. +39 0575 844688

Vertrieb:

Binder Dental GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 41 · 49124 Georgsmarienhütte  
Telefon +49 5401 4808-0 · vertrieb@trendgold.com

### Inhalt: 500 ml = 7,5 g Feingold

#### Enthält:

Goldsulfid,  
Ammoniumsulfid

#### Hinweis:

Das Goldbad sollte nur von ausgewiesenen Personen benutzt werden!

Im Zusammenspiel mit technischen Geräten und Flüssigkeiten kann es zu einem Batterieeffekt kommen!

